

## Fosforhantering April-2020 tills vidare

Arbetsmoment Vårkampanj April-juni 2020 / Höstkampanj Okt-nov 2020	Utförare	Pris inkl. moms
<b>Borttransport och omhändertagande av fosforsäck i säck. 0-1000 Kg /säck.</b> Hämtas med kranbil vid tomtgräns Räckvidd 10 meter	BMED/MR Örebro <i>Utförs på uppdrag av VafabMiljö</i>	<b>3 150:-</b>
<b>Borttransport och omhändertagning av löst fosforfiltermaterial.</b> Fast pris upp till 3 tim inkl.framkörning, sugning och lossning Hämtas med sugbil	BMED/MR Örebro <i>Utförs på uppdrag av VafabMiljö</i>	<b>6 440:-</b>
<b>Tillägg vid tidsåtgång mer än 3 tim vid hantering av löst fosforfiltermaterial.</b>	BMED/MR Örebro <i>Utförs på uppdrag av VafabMiljö</i>	<b>1890:- /tim</b>
<b>Tillägg för extra beställd tömning</b> Budning inom 10 arbetsdagar	BMED/MR Örebro <i>Utförs på uppdrag av VafabMiljö</i>	<b>3150:-</b>
<b>Medleverans av ny fosforsäck isamband med borttransport.</b> Kostnad för fosforsäck tillkommer.	BMED/MR Örebro <i>Tilläggsjänst</i>	<b>300:-</b>
<b>Byte av säck med kranbil isamband med borttransport.</b> Kostnad för fosforsäck tillkommer. Räckvidd max 8 meter från kranbilsplats som är anpassad för tunga fordon. (Normal tidsåtgång 1 tim)	BMED/MR Örebro <i>Tilläggsjänst</i>	<b>1 750:- /tim</b>
<b>Byte av säck med liten bandmaskin/lastbil.</b> Där kranbil ej kommer åt kan vi ha en mindre banddriven grävmaskin med oss.(Normal tidsåtgång 1 tim)	BMED/MR Örebro <i>Tilläggsjänst</i>	<b>2000:- /tim</b>
<b>Vid byte av löst fosforfilter i Kenrex anläggningar.</b> Spolning och rengöring av bottenfilter, tråg och inloppskanaler. Tidsåtgång Ca 2-3 tim	BMED/MR Örebro <i>Tilläggsjänst</i>	<b>1890:- /tim</b>
<b>Fosforsäckar</b>	<b>Vikt</b>	<b>Pris inkl. moms</b>
<b>P301 Fosforfilter säck</b>	500Kg	<b>7 000:-</b>
<b>P302 Fosforfilter säck</b>	1000Kg	<b>13 250:-</b>
<b>P303 Fosforfilter säck</b>	370Kg	<b>5 500:-</b>
<b>P304 Fosforfilter säck</b>	500Kg	<b>7 000:-</b>
<b>Kenrexfilter på säck</b>	1000Kg	<b>6 900:-</b>

Tilläggsjänster utförs i samband med hämtning. Anmäls enbart till oss, [info@bmed.se](mailto:info@bmed.se), 0222-30101.